

# blomea®

PARIS



## NeoCare

SKIN EXPERT



## ET SI VOTRE EXPERTISE ET L'ÉNERGIE NEOCARE NE FAISAIENT QU'UN ?

Nous avons la réponse : grâce à la Tecar-Esthétique, **Bloomea** révolutionne le courant haute fréquence.

Cette technologie de dernière génération est issue d'un co-branding français entre **Winback**, leader des courants thérapeutiques haute fréquence et **Bloomea**, expert des soins de la peau.

**NeoCare** répond aux attentes d'une clientèle masculine et féminine très exigeante en alliant efficacité et confort dans un même soin.

### VOTRE EXPERTISE



# STIMULE LES RESSOURCES **NATURELLES** DE VOTRE CORPS

**NeoCare** utilise les courants haute fréquence entre 300 et 1000 KHz, permettant de travailler sur 2 types de cellules : les **fibroblastes**, qui sont les cellules de la jeunesse, et les **adipocytes**, celles de la minceur



NOTRE  
**ÉNERGIE**

①

AGIT SUR LE  
**VIEILLISSEMENT**  
CUTANÉ

②

SCULPTE LA  
**SILHOUETTE** &  
ÉLIMINE LA **CELLULITE**




## ACTION BIOLOGIQUE R É G É N É R E

C'est l'action de reconstruction de vos tissus comme par exemple, votre derme. **BIONE** va ainsi relancer les échanges intra et extracellulaires des couches de votre peau, ce qui va lui permettre d'être plus ferme et plus élastique. Vos ridules s'estompent et votre peau retrouve un éclat naturel.

## ACTION THERMIQUE D Y N A M I S E

L'action complémentaire de **THERMONE** puise en profondeur les principes actifs (*nutriment, oxygène...*) qui sont dirigés sur la zone de traitement. L'activité métabolique de la zone va permettre une consommation rapide des principes actifs ainsi que leur évacuation. Mais ce n'est pas tout, la capacité de remettre en mouvement la circulation sanguine et lymphatique va aider la zone traitée à déstocker.



## NEO : BIO ACCÉLÉRATEUR D'AMINCISSEMENT



### CORPS

- REDENSIFIER LA PEAU
- RAFFERMIR LES BRAS
- DIMINUER L'ASPECT DE LA CELLULITE
- REMODELER LES CONTOURS
- ÉLIMINER LA RÉTENTION LIQUIDIENNE
- TRAITER LES 3 TYPES DE CELLULITE





### **CELLULITE FIBREUSE**

Présente depuis longtemps, très difficile à déloger. Dure et douloureuse au toucher.



### **CELLULITE ADIPEUSE**

Souvent liée à un excès de poids. Molle, épaisse et indolore. Située sur le ventre, cuisses et fesses.



### **CELLULITE AQUEUSE**

Liée à une rétention d'eau due à une mauvaise circulation veineuse et lymphatique.



## NEO : BIO ACCÉLÉRATEUR DE JEUNESSE



### VISAGE & DÉCOLLETÉ

- **AFFINER** LE GRAIN DE PEAU
- **DRAINER** & REDONNER DE L'ÉCLAT AU TEINT
- **ÉLIMINER** LA RÉTENTION LIQUIDIENNE (poches sous les yeux)
- **ESTOMPER** LES RIDES ET LES IMPERFECTIONS (cicatrices d'acné)
- **LIFTER** LES CONTOURS DU VISAGE
- **DIMINUER** LE DOUBLE MENTON
- **LISSER** LE DÉCOLLETÉ
- **TRAITER** LES 3 TYPES DE VIEILLISSEMENT



### SQUELETTISATION

Joues creusées / Rides profondes sur le front / Contour des yeux marqué / Orbites enfoncées / Contour des lèvres plissé



### EMPATEMENT

Double menton / Rondeurs au niveau du visage et des joues / Prise de poids



### RELACHEMENT

Paupière tombante / Pommettes affaissées / Sillons nazogéniens marqués / Bajoues / Ovale du visage relâché



## PRINCIPE DE FRÉQUENCE

Les études scientifiques ont montré que la bande de fréquence comprise entre 300 et 1200 KHz induit une augmentation des échanges intra et extra cellulaires et un effet diathermique sur les tissus vivants.


- **Courant monopolaire :**

Le courant passe entre deux électrodes. Une électrode mobile (la pièce à main) tenue par la praticienne et une électrode fixe généralement posée dans le dos.

- **Courant multipolaire :**

Le courant passe entre les petites électrodes sur la pièce à main.

Votre **NeoCare** est équipée de 4 types d'électrodes permettant des profondeurs d'actions distinctes :



## **INNOVATION *NEOCARE* : VOTRE SAVOIR-FAIRE MANUEL AU SERVICE DE LA TECHNOLOGIE.**

Grâce à un système de bracelets, NeoCare réconcilie pratique manuelle et technologie de pointe afin de pouvoir diffuser l'énergie Neo jusqu'au derme profond via un courant non invasif et 100% naturel pour le corps humain.

Les zones les plus délicates peuvent être traitées et la peau peut être « modelée » à votre convenance afin de traiter le relâchement cutané et la silhouette.



## LES FONCTIONS UTILES

Afin de lutter contre l'accoutumance cellulaire, l'appareil NeoCare utilise 3 fonctions permettant un résultat optimal et durable :



### DYNAMIC

Balayage automatique des fréquences entre les couches superficielles et profondes des tissus mous. Levée de tension multicouche & recrutement vasculaire simultanée.



CET



### LOW PULSE

Gestion fine sur des zones inflammatoires/ Accélération des techniques de drainage en jouant sur les ganglions lymphatiques / Optimisation du retour au calme.



DEEP CET



### SUPER PULSE

Pic d'intensité pulsé permettant de travailler en hyperthermie tout en limitant l'inconfort lié à la forte chaleur ressentie. Principalement utilisé pour les tissus fibrosés, cicatriciels afin de forcer les zones peu vascularisées à se revasculariser et favoriser la synthèse de collagène.



RET



BRACELETS

## RAPIDE

Les résultats sont visibles dès la première séance.

## DURABLE

L'effet désiré est durable en maintenant 1 séance tous les mois.

## CONFORTABLE

Une séance est totalement non invasive et indolore.

SOINS BEAUTY

WELLNESS

# NeoCare

Applications additionnelles

CICATRICES & VERGETURES

DETOX

DRAINAGE



## LE PLUS DE NEOCARE

### L'énergie NeoCare avec le poids en moins

#### CARACTÉRISTIQUES

---

Fréquence	300 KHz, 500 KHz & 1 MHz
Fonction	DYNAMIC - LOW PULSE - SUPER PULSE
Poids	19kg (appareil + chariot)
Dimensions	105x35x48 cm

#### ACCESSOIRES

---

NeoCare 1.0	<b>MOBILE CET</b> : 3 électrodes de tailles différentes pour action focus ou radiale <b>MOBILE RET</b> : 3 électrodes de tailles différentes pour les petites et les grandes surfaces <b>FIXE</b> : Plaque de retour et 10 plaques adhésives FLEX <b>MyNeo</b> : Bracelet résistif (RET)
NeoCare 4.0	<b>MIX3</b> (Corps) - <b>MIX3</b> (Visage)
NeoCare 5.0	2 plaques adhésives RET, 2 bracelets RET. Câble double résistif (RET)

Garantie 2 ans équipement - 1 an accessoires.  
Fabriqué sous normes ISO9001 - ISO14385 - KIWA 1984.

*Le temps à  
contre-courant*

Impression & Design - www.swims.team - version B8 - Mars 2020 - A

**Aesthetic Modeline  
Bloomea Paris**  
5 rue Poirier de Narçay  
75014 PARIS

**T. +33 (0) 9 86 34 45 73**  
contact@bloomea.fr  
[www.bloomea.fr](http://www.bloomea.fr)

**NeoCare**

SKIN EXPERT

